

Disposable Transnasal Endoscopy Biopsy Forceps

- コイル先端が柔軟なため、経鼻内視鏡のアンブル操作を妨げません。
- 刃付け加工を施したカップにより、採取組織の投棄を軽減します。
- EOG滅菌済。



SBディスプレイザブル生検鉗子

コード	品番	入数	価格(税別)
① 24-4798-00	MD-FJBD1617	20本	¥30,000

※適用鉗子孔径:φ2.0mm以上※サイズ(挿入部外径×有効長):φ1.7mm×160cm

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな	〒		
御住所			
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			