

Disinfectant Wise

- 手が頻りに触れる環境表面や体液・血液の汚れの除菌と洗浄が可能。
- 非塩素系なので臭わず、金属を傷めません。



医療施設用 セイフキープ 単位

| コード | 規格 | 入数 | 価格(税別) |
|--------------|---------|-----|--------|
| ① 24-3111-00 | ボトル | 80枚 | ⑤=600 |
| ② 24-3111-01 | sachet用 | 80枚 | ⑤=450 |

※成分・薬効成分：モノニウム塩、アルキルグルコシド、アルキルアミンオキシド、シレート、サイズ140×200mm
※販売単位：①12コ②24コ

※表記の内容は2019年4月現在のもので、価格の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

| | | | |
|-------------------------|---|-------|--|
| フリガナ | | フリガナ | |
| 貴社名 | | ご担当者名 | |
| フリガナ | | | |
| 御住所 | 〒 | | |
| 電話番号 | | FAX番号 | |
| メールアドレス | | | |
| ご注文商品 | | | |
| TEL 01-6701-01 丸薬子レッド3歳 | | | |
| ご要望 | | | |