

Wireless Patient Alarm Sensor

New!

- ベッドに敷いて使うタイプのセンサーです。
- ベッドから身体を起すとセンサーが荷重の変化を検知します。
- 既存のナースコールシステムと連動し、お知らせします。センサーと分配器間はワイヤレスです。

**ワイヤレスベッドセンサー ナースコール接続セット**

コード	品番	マットサイズ	価格(税別)
① 24-7117-00	BBSWL760S	395×760×5mm	¥ 65,000

※構成品:センサーマット、ワイヤレス分配器、送信機、ACアダプタ

※ワイヤレス分配器は各社ナースコール仕様に合わせて各種ございます。ご使用のナースコールのメーカー、機種、ピン形状をご確認ください。

※センサーマットを折りたたみください。

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

フリガナ		フリガナ	
貴社名		ご担当者名	
フリガナ			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01丸椅子レッド3個			
ご要望			