

Chart Bag

- 患者の目にふれない様にカルテ・検査データ・処方箋などを封入し、効率よく院内搬送するバッグ。
- ポリロック(百折)を使用すれば、従来の縫付バッグのように縫の破損や紛失の心配がなく機密性を保持できます。また、ポリロックはハサミでカットするだけで開封できます。



①使用例

## チャートバッグ

| コード          | 品番     | 規格       | 価格(税別) |
|--------------|--------|----------|--------|
| ① 02-2875-00 | KS-101 | ポリロックタイプ | ¥1,300 |

※サイズ:W420×H300mm※材質:表装-軟化抗菌入り特殊カーフ

## 専用ポリロック

| コード          | 品番     | 価格(税別)  |
|--------------|--------|---------|
| ② 02-2875-01 | KS-102 | ¥15,000 |

※サイズ:140mm※入数:5000本

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

|                       |   |       |  |
|-----------------------|---|-------|--|
| フリガナ                  |   | フリガナ  |  |
| 貴社名                   |   | ご担当者名 |  |
| フリガナ                  |   |       |  |
| 御住所                   | 〒 |       |  |
| 電話番号                  |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス               |   |       |  |
| ご注文商品                 |   |       |  |
| 例) 01-0101-01丸罫子レッド3冊 |   |       |  |
| ご要望                   |   |       |  |