

Desktop Ointment Mixer

- 誰が使用しても同じスピードで、同じ品質の軟膏調剤ができ、調剤作業の軽減とミス防止に役立ちます。
- フリーバランス機能搭載で10～100gのミックス時はバランス調整の必要がありません。
- ②は予製容器対応で、レバー調整で簡単にバランス調整ができます。



軟膏混練機 マゼリータ

コード	容量	容練容量	価格・税別
① 23-6692-00	KNF-100	10～100g	¥780,000
② 23-6692-01	KNF-250	10～250g	¥860,000

● サイズ: W298×D298×H350mm ● 重量: 約16kg ● 電源: AC100V 50/60Hz ● 付属品: 指定軟膏容器アダプタ、②予製専用容器300ml×2

※ご注文の際は、エコーサブコードをご指定ください。

[サブコード/軟膏容器メーカー]

01 株式会社アール	02 鳥野化学UG製	03 エムアイケミカル	04 サンクミカル	05 全無製作所
06 ケーエム化学				

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸練子 レッド 3個			
ご要望			