

Bottle for Suspension Liquid

- 薬品を確実に懸拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。
- 使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。
- カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。



使用例

懸濁容器 けんだくくん

コード	規格	容量	入数	価格(税別)
① 23-2732-00	茶・未滅菌	80cc	10コ	¥3,000
② 23-2732-01	茶・滅菌済	80cc	10コ	¥3,400
③ 23-2732-02	白・未滅菌	80cc	10コ	¥3,000
④ 23-2732-03	白・滅菌済	80cc	10コ	¥3,400

※サイズ:φ55×φ50×H85mm※排出口径:φ6.6mm※材質:本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエー
レン

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな 貴社名		ふりがな ご担当者名	
ふりがな 御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			