

Autoclave Deodorizing Bag

- 感染性廃棄物や検査済の検体を手軽に処理できるオートクレーブ滅菌用処理バッグ。
- 口をバンドでゆるく締めてオートクレーブに入れ、滅菌終了後、冷えてからバンドできつく締め直して廃棄します。



## オートクレーブ用消臭滅菌バッグ ネオパック

コード	規格	サイズ	入数	価格(税別)
① 23-2951-00	シングル	500×700mm	250枚	¥17,500
② 23-2951-01	ダブル	500×700mm	200枚	¥20,000

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			