

Instrument Detergent

- 使用後の器具にスプレーするだけで、血液など汚染物の乾燥防止効果が3日間以上持続(密封状態の場合)。
- 無毒性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットすることができます。
- ステンレス・銅・真鍮・アルミニウム製の器具にも使用できます。



パワーquick予備洗浄スプレー

単価

コード	品番	容量	単価(税別)
① 24-4348-00	50330	500ml	¥1.150

※販売単位:12本

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

フリガナ		フリガナ	
貴社名		ご担当者名	
フリガナ			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子レッド3個			
ご要望			