

Pressure Sore Measure

- 褥瘡ポケットの大きさをスケールチューブを挿入して簡単に計測します。
- 先端のライトが点灯しますので、皮膚表面からポケットの位置が確認できます。
- スケールチューブは柔らかい素材ですので、ポケット内の組織を傷つけません。



褥瘡ポケット計測器 Pライト

一般
ケア

コード	品番	規格	価格(税別)
① 23-2420-00	PR-000	セット	¥14,400

※構成:本体(電池ケース+スケールチューブ)、ディスクカバー×100枚、携帯用ホルダー※材質:電池ケース=真鍮、スケールチューブ=ポリ塩化ビニール※電源:単4乾電池×2コ(付属)

専用ディスクカバー

コード	品番	入数	価格(税別)
② 23-2420-01	PR-002	100枚	¥2,800

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ありがな		ありがな	
貴社名		ご担当者名	
ありがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			