

Positioning Cushion

## オートクレープ・熱湯消毒可能なメディカル仕様

- 流動性と形状保持性に優れた特殊繊維チップを採用。
- 体位変換に便利なハンドル付。
- オートクレープ(135℃)対応。



## ナーゼントEXロール

コード	規格	サイズ(W×D×H)	価格(税別)
① 24-2157-00	100	1000×240×70mm	¥9,400
② 24-2157-01	150	1500×240×70mm	¥13,400
③ 24-2157-02	200	2000×240×70mm	¥16,400

※材質(中身)→前Jエステル繊維チップカバー→前Jエステル70%・綿30%・取り扱いに注意。脱水○、乾燥機○、煮沸○(100℃・15分)、オートクレープ○(135℃・15分)、塩素系漂白剤○(2%以下希釈液)※TAISコード:①00149-000036②00149-000035③00149-000034

## ナーゼントEXワイド

コード	規格	サイズ(W×D×H)	価格(税別)
④ 24-2158-00		700×800×50mm	¥15,800

※材質(中身)→前Jエステル繊維チップカバー→前Jエステル70%・綿30%・取り扱いに注意。脱水○、乾燥機○、煮沸○(100℃・15分)、オートクレープ○(135℃・15分)、塩素系漂白剤○(2%以下希釈液)※TAISコード:00149-000037

## ナーゼントEXユー

コード	規格	サイズ(W×D×H)	価格(税別)
⑤ 24-4773-00	M	520×480×130mm	¥9,200
⑥ 24-4773-01	L	570×770×145mm	¥12,800

※材質(中身)→前Jエステル繊維チップカバー→前Jエステル70%・綿30%・取り扱いに注意。脱水○、乾燥機○、煮沸○(100℃・15分)、オートクレープ○(135℃・15分)、塩素系漂白剤○(2%以下希釈液)※TAISコード:⑤00149-000038⑥00149-000039

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ありがな		ありがな	
貴社名		ご担当者名	
ありがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			