

- 精度向上。6つの感測器で脂肪量や筋肉量など測定時の特徴を高精度に測定・表示します。
- 6つの感測器で脂肪量や筋肉量など測定時の特徴を高精度に測定・表示します。
- OSとしてWindowsを搭載。測定結果の出力にWindows対応プリンタを使用可能(A4サイズにプリントアウト)。
- 測定・保存・管理が1台で行えます。6つの感測器で複数の個人測定が可能。様々な分野でご活用いただけます。



ソフト146枚の大型液晶ディスプレイで表示した



6つの感測器で複数の個人測定が可能
6つの感測器でBMI測定に加え、2種類の内臓脂肪を測定。体組成中の数値が一目でわかります。



様々な分野でご活用いただけます
多種多様な測定結果を導いて、健康管理やパーソナルトレーニング、スポーツ施設、大学などの研究機関での活用にも活用いただけます。



TANITA マルチ周波数体組成計 (検定品)

コード	24-7629-06	24-7629-01
定価 (税別)	+2,000,000	+2,800,000
品名	MC-200A (A4出力)	MC-200A (A4出力)
カラー	ブラック	ホワイト
測定サイズ	450×450mm	450×450mm
最大測定値	150kg	150kg
測定精度	±0.1kg	±0.1kg
測定精度	±0.1%	±0.1%
測定精度	±0.1%	±0.1%
測定精度	±0.1%	±0.1%
測定精度	±0.1%	±0.1%
測定精度	±0.1%	±0.1%

※この表は概算値です。ご使用の環境により変動いたします。

オプション

コード	24-7629-10	24-7629-11	24-7629-12	24-7629-13
定価 (税別)	+1,500	+120,000	+18,000	+1,800
品名	標準型	ソフト型	ソフト型+ソフト型	ACアダプター
品名	標準型	ソフト型	ソフト型+ソフト型	ACアダプター
品名	標準型	ソフト型	ソフト型+ソフト型	ACアダプター
品名	標準型	ソフト型	ソフト型+ソフト型	ACアダプター



※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の変動により予告なく変更・中止の可能性があります。表記のしるせいでなくご自身で。

貴社名		貴方名	
御住所	〒	ご担当者名	
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
ご要望			