

New

●人工的にバクテリアフィルターの特徴を併せ持つ優れたもの。

●バクテリア除去率99.99%、ウイルス除去率99.9%。

●水分透過は、1〜2時間使用25.0〜23.0mg、1〜24時間使用20.1〜20.4mg。


**RT麻酔回路 人工鼻
(バクテリアフィルター付)**

コード	11-26-8206-00
規格(別名)	+2号品
品番	91-7201
サイズ	SPC-C01+03.8mm
入数	100
販売時期	2020年10月より

※表紙の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の恐れもございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
あうる ご要望			