

New

- 吸引カテーテルと滅菌済グローブキットも。
- 口栓・鼻栓から挿入して、口栓・鼻栓・鼻腔内などの分泌物の吸引を行う際に用いる吸引器具キットです。
- EOガス滅菌済。



側口アダプター
吸引口なし

側口アダプター
吸引口あり

トップ吸引器具キット クリア

価格
円税別

| コード | 24-8571-08 | 24-8571-01 | 24-8571-02 | 24-8571-03 | 24-8571-04 | 24-8571-05 |
|---------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 価格(税別) | +5,000 | +5,900 | +5,000 | +5,000 | +5,900 | +5,000 |
| 長さ | 20×87 | 20×102 | 20×92 | 20×84 | 20×105 | 20×92 |
| 規格 | 12φ | 12φ | 1.6φ | 12φ | 12φ | 1.6φ |
| 人数 | 50名 | | | | | |
| 材質 | ポリプロピレンの薄壁フィルム、ポリブチルアクリル | | | | | |
| サイズ(単位) | 45mm | | | 50mm | | |
| 滅菌方法(注) | EOガス滅菌済(EOガス) | | | | | |

トップ吸引器具キット クリアM

価格
円税別

| コード | 24-8571-06 | 24-8571-07 | 24-8571-08 | 24-8571-09 | 24-8571-10 | 24-8571-11 |
|---------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 価格(税別) | +5,000 | +5,900 | +5,000 | +5,000 | +5,900 | +5,000 |
| 長さ | 20×87 | 20×108 | 20×98 | 20×90 | 20×104 | 20×92 |
| 規格 | 12φ | 12φ | 1.6φ | 12φ | 12φ | 1.6φ |
| 人数 | 50名 | | | | | |
| 材質 | ポリプロピレンの薄壁フィルム、ポリブチルアクリル | | | | | |
| サイズ(単位) | 45mm | | | 50mm | | |
| 滅菌方法(注) | EOガス滅菌済(EOガス) | | | | | |

トップ吸引器具キット クリア(側口なし)

価格
円税別

| コード | 24-8571-02 | 24-8571-03 | 24-8571-04 | 24-8571-05 | 24-8571-06 | 24-8571-07 |
|---------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 価格(税別) | +4,500 | +4,500 | +4,500 | +4,500 | +4,500 | +4,500 |
| 長さ | 20×105 | 20×104 | 20×92 | 20×95 | 20×107 | 20×92 |
| 規格 | 12φ | 12φ | 1.6φ | 12φ | 12φ | 1.6φ |
| 人数 | 50名 | | | | | |
| 材質 | ポリプロピレンの薄壁フィルム、ポリブチルアクリル | | | | | |
| サイズ(単位) | 45mm | | | 50mm | | |
| 滅菌方法(注) | EOガス滅菌済(EOガス) | | | | | |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の単位により多少の差額・4%の増税もごさいますので、あらかじめご了承ください。

| | | | |
|------------|--------------|--|--|
| あうる 貴社名 | あうる ご担当者名 | | |
| あうる 御住所 | 〒 | | |
| 電話番号 | FAX番号 | | |
| メールアドレス | | | |
| ご注文商品 | | | |
| ご要望 | | | |