


New!

- 届内の状態を確認する正誤表で検閲しやすい構造です。
- どの方向の向きにも対応しやすさを追求します。
- 清潔な表面素材対応。
- マットレスの上に着いて使うオーバーレイタイプです。
- ご利用中のマットレスの安心感を向上させ換装を促します。



ドクターケアベッドパッド清拭タイプ

| コード | ① 24-8887-80 | ② 24-8887-91 |
|-------------|---|---------------|
| 価格(税別) | +48,900 | +48,900 |
| 材質 | DC-HMP-028H | DC-HMP-028 |
| 単位 | 100枚 | 100枚 |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 850×1050×25mm | 910×1050×25mm |
| 仕様 | 中央に吸着フック付。引取り用のフック付。両面清拭タイプ。 | |
| 仕様詳細 | 清拭タイプ。両面清拭。両面に吸着フック。両面清拭タイプ。 | |
| お問い合わせ | お客様相談センター 011-861-0101 / 011-861-0102 / 011-861-0103 / 011-861-0104 / 011-861-0105 / 011-861-0106 / 011-861-0107 / 011-861-0108 / 011-861-0109 / 011-861-0110 | |
| TAGコード | 011-861-0101 | |
| 適用期日 | 2024年10月1日～ | |

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

| | | | |
|------------|---|--------------|--|
| あうる 貴社名 | | あうる ご担当者名 | |
| あうる 御住所 | 〒 | | |
| 電話番号 | | FAX番号 | |
| メールアドレス | | | |
| ご注文商品 | | | |
| ご要望 | | | |