

New

- 圧は統合性調節装置 (CO) 検査機能搭載。
- 水銀柱もイメージし易くやすいリー表示です。
- 年齢設定(単位・平均)と性別設定が可能です。
- 年齢設定では、ノーマル (K 高血圧+シロトリック症) とハイック (高血圧+シロトリック症) のモード選択が、両面表示でセリを操作します。
- 測定結果をプリンアウトできます。(プリン水銀柱)



QRコード

水銀レス自動血圧計 KM-385 (卓上型)

管理
詳細

コード	①24-8898-00
価格(税別)	+55,800
品名	CS889800
製品サイズ	幅117×奥行142×高さ176mm
重量	約 3.6kg (本体のみ)
測定範囲	M:90~200mm, L:50~45mm
測定方式	ノーマルモード+ハイックモードの2モード。ハイックモードは+シロトリック症
測定精度	標準値±5% (20mmHg)、標準値±4% (100mmHg)、標準値±3% (190mmHg)
付属品	腕式ブラスチックカフ×1、腕式ブラスチックカフ×1、ACアダプター、プリンタケーブル
電源の仕様	ACアダプターによる充電
測定単位	標準値/標準値/標準値

水銀レス自動血圧計 KM-3850D (スタンド型)

管理
詳細

コード	①24-8898-01
価格(税別)	+120,000
品名	CS889800
製品サイズ	幅117×奥行142×高さ140mm (標準値のカフを装着し、カフを15cm以内で折り畳み) H:907×D:100mm (カフを15cm以内で折り畳み)
重量	約 10.5kg (カフを折り畳み、カフを15cm以内で折り畳み)
測定範囲	L:17~26cm, M:27~32cm
測定方式	ノーマルモード+ハイックモードの2モード。ハイックモードは+シロトリック症、腕式+シロトリック症
測定精度	標準値±5% (20mmHg)、標準値±4% (100mmHg)、標準値±3% (190mmHg)
付属品	腕式ブラスチックカフ×1、腕式ブラスチックカフ×1、ACアダプター、プリンタケーブル、腕式ブラスチックカフ×1、KM-385 (卓上型)
電源の仕様	ACアダプターによる充電
測定単位	標準値/標準値/標準値



オプション

コード	①24-8898-10	①24-8898-11	①24-8898-12	①24-8898-13	①24-8898-14	①24-8898-15
価格(税別)	+25,000	+4,200	+4,200	+4,500	+2,500	+2,500
品名	カフ×3 (S×2)	腕式カフ	腕式カフ	腕式カフ	腕式カフ	腕式カフ
品名	CS889801	CS889802	CS889803	CS889804	CS889805	CS889806
サイズ	-	S	M	L	S	M

コード	①24-8898-16	①24-8898-17	①24-8898-18	①24-8898-19	①24-8898-20	①24-8898-21
価格(税別)	+2,800	+2,800	+2,800	+5,000	+4,000	+18,000
品名	腕式カフ	腕式カフ	腕式カフ	腕式カフ	腕式カフ	腕式カフ
品名	CS889810	CS889811	CS889812	CS889813	CS889814	CS889815
サイズ	S	S	M, L	-	-	-

コード	①24-8898-22	①24-8898-23	①24-8898-24	①24-8898-25
価格(税別)	+38,000	+5,000	+2,500	+10,800
品名	プリンター	腕式カフ	腕式カフ	腕式カフ
品名	CS889820	CS889821	CS889822	CS889823
測定単位	標準値/標準値/標準値	標準値/標準値/標準値	標準値/標準値/標準値	標準値/標準値/標準値

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

貴社名		ご担当者名	
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
ご要望			