

発達障害などの障がいをもつ子供の姿勢保持と感覚統合療法に。

タンブルフォーム2

カラフルで楽しく安心。表面が滑りにくい変形しない素材。
水洗いできていつでも清潔で、耐尿性、無毒性、難燃性、抗菌仕様です。
硬質ウレタンフォーム製です。

※メーカー（プレストン社）の生産計画と在庫の都合により、色指定に関してはご希望に沿い兼ねる場合がございますので、予めご了承ください。

姿勢保持 ポジショニング

頭部のコントロールと身体の左右対称の認識を促進



ウェッジ

送料 B

子供の体格、用途に合わせて選べる8タイプ。

寝返り、転がり、腕の伸展、上体保持、読書時の快適な姿勢保持などに使用します。

特に頭部や体幹のコントロールが不足している子供のポジショニングに最適で、椅子としても使用できます。

胸から膝にかけて子供の体がウェッジにかかるようにしてご使用ください。

型式	価格	寸法	質量
PC-2795A	¥49,600	560 (L) × 510 (W) × 100 (H) mm	約1.7kg
PC-2795B	¥54,300	560 (L) × 510 (W) × 150 (H) mm	約2.3kg
PC-2795C	¥63,200	560 (L) × 510 (W) × 200 (H) mm	約2.5kg
PC-2795J	¥67,400	560 (L) × 510 (W) × 250 (H) mm	約3.0kg
PC-2795D	¥75,500	710 (L) × 610 (W) × 150 (H) mm	約3.0kg
PC-2795E	¥78,600	710 (L) × 610 (W) × 200 (H) mm	約4.0kg
PC-2795F	¥96,300	710 (L) × 610 (W) × 250 (H) mm	約4.5kg
PC-2795L	¥101,000	710 (L) × 610 (W) × 300 (H) mm	約5.5kg

デラックスストラップウェッジ

ウェッジからの転げ落ちを防止する2本のストラップ付き。

2本のストラップで臀部のあたりをしっかりと締めて、ウェッジ上での適切なポジションを保持します。

型式	価格	送料	寸法	質量
PC-2779A(S)	¥83,100	B	560 (L) × 510 (W) × 100 (H) mm	約2.3kg
PC-2779B(M)	¥87,400	B	560 (L) × 510 (W) × 150 (H) mm	約2.5kg
PC-2779C(L)	¥101,000	C	710 (L) × 610 (W) × 200 (H) mm	約4.0kg

【共通】

ストラップの長さ 400mm

レイズドロール

ポジショニングやバランストレーニングに。

底面が平らで、小さいものはポジショニング、大きいものはバランストレーニングに使用できます。

カーブした形状が膝や足首の屈曲、首の伸長や座ったときのポジションの安定を助けます。

底面のマジックテープで、カーベットの床に固定できます。

型式	価格	送料	寸法	質量
PC-2789A	¥20,700	A	460 (L) × 100 (W) × 50 (H) mm	0.25kg
PC-2789B	¥25,400	A	460 (L) × 100 (W) × 75 (H) mm	0.75kg
PC-2789C	¥36,800	A	610 (L) × 150 (W) × 110 (H) mm	1.35kg
PC-2789D	¥49,300	B	760 (L) × 200 (W) × 150 (H) mm	5.40kg

評価測定

運動療法

水治療法

物理療法

救急

ADL・作業療法

言語療法

自立支援機器

衛生・防災

入浴装置

ADLトレーニング

スプリント

手芸・工作

上肢運動

プレイセラピー

テーブル関連